



Bellavest® DR

Karton 80 x 160 g Beutel



Artikelnr.: 121748
Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.
Gewicht: 13.75 kg
Höhe: 275 mm
Breite: 265 mm
Länge: 405 mm

€ 176,78

Zzgl. MwSt.

Karton 80 x 160 g Beutel

Bellavest® DR – Staubreduzierte, Shock-Heat oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für die Kronen- und Brücken-Technik.

- Die neue Präzisions-Kronen- und Brücken-Einbettmasse *Bellavest® DR* zeichnet sich durch eine wesentlich (bis zu 80 %) reduzierte Staubentwicklung im Rahmen der Verarbeitung aus und trägt so zu einer nennenswerten Dezimierung schädlicher Quarz- und Cristobalitstäube im Laboralltag bei
- *Bellavest® DR* ist konventionell oder Shock-Heat bei einer Einlegetemperatur bis 900 °C aufheizbar und führt zu einer wesentlichen Verkürzung im Aufheizprozess
- *Bellavest® DR* wurde auf Basis bewährter Bellavest-Einbettmassen entwickelt und bietet entsprechend vertrautes, unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern
- *Bellavest® DR* ist eine phosphatgebundene Präzisionsguss-Einbettmasse mit langer Verarbeitungszeit von ca. 5 Minuten für sicheres, entspanntes Verarbeiten
- Präzise Expansionssteuerung und feine cremige Konsistenz führen zu glatten Gussoberflächen und ermöglichen konstant reproduzierbare Passungsergebnisse
- Einfache Verarbeitung mit dem Spezial-Anmischliquid BegoSol® HE bietet höchste Flexibilität in der Anwendung mit nur einem Liquid
- *Bellavest® DR* härtet kantenfest aus und lässt sich trotzdem leicht ausbetten – dies bedeutet für den Anwender Zeitersparnis und ökonomische Nutzung von Strahlmitteln