



## IPS Style® Ceram

Dose 20 g Pulver incisal I5



Artikelnr.: 121887  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.06 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 48 mm

**€ 30,83**

*Zzgl. MwSt.*

**Dose** 20 g Pulver incisal I5

IPS Style® ist die erste patentierte Metallkeramik mit Oxyapatit. Für höchste Effizienz im Labor-Alltag, einfache Verarbeitung und natürliche Ästhetik. Diese neuartige Keramik kann in der Ein- und Mehrschichttechnik verarbeitet werden. Die neuen Keramikmassen in Kombination mit dem neu entwickelten Pulveropaquer erzeugen eine für Metallkeramik-Restaurationen einmalige Transluzenz und Tiefenwirkung des Lichts. Der WAK-Bereich von 13,8-15,2 ermöglicht die Verarbeitung auf allen gängigen Edelmetall- und NE-Legierungen, unabhängig von deren Herstellungstechnik.