



CE-Diamanten 808D

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 241, 5 mm, ISO 021



Artikelnr.: 12204

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 54,19

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 241, Kopflänge: 5 mm, ISO 021

CE-Diamantinstrumente „COOL & EFFICIENT“ zeichnen sich vor allem durch eine optimierte Schleifkraft bei gleichzeitig kühlem Schleifen aus. Bewirkt werden diese positiven Eigenschaften durch eine exakt berechnete Linksdrallnut, die für den Transport des Abriebs sowie die optimale Zufuhr der Kühlflüssigkeit sorgt.

- Kavitätenpräparation