



## Kauflächenpolierer

Stück unmontiert, beige fein, hart, Figur 114, 35 mm, ISO 023



Artikelnr.: 122101  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.5 kg

**€ 54,49**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Polierer unmontiert, beige fein, hart, Figur 114, 35 mm, ISO 023

Kauflächenpolierer.

- blau - für Modellguss, NEM - Vorpolitur
  - grau - für Modellguss, für NEM und Edelmetalle  
Modellguss - Glanzpolitur, Edelmetall - Vorpolitur
  - dunkelbraun - für Modellguss, NEM - Politur
  - braun - für Edelmetalle - Politur
  - grün - für Edelmetalle - Glanzpolitur
  - Drehzahl empf. 7.000 - 15.000 U/min., max. 25.000 U/min.
- 
- 9524P - beige - für Keramiken - Hochglanzpolitur
  - Verblend- und Keramiktechnik
  - ohne Träger verwendbar
  - Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.