



# TempBond™ Clear

Packung 6 g Spritze, 10 Mischkanülen

---



Artikelnr.: 122269  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.061 kg  
Höhe: 46 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 182 mm

**€ 38,98**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 6 g Spritze, 10 Mischkanülen

Ein transluzenter, dual-härtender provisorischer Zement auf Kunststoff-Basis, der für die temporäre Befestigung von Kronen, Brücken sowie für Provisorien geeignet ist. *TempBond® Clear* ist eugenolfrei. Leicht zu mischen und zu reinigen und hinterlässt keine Reste. Da es auf Kunststoff basiert, wird ein starker Verbund erzielt und das Entfernen, falls erforderlich, ist schnell und problemlos.