



DIATECH ShapeGuard

Ceramic Trial Pack 3 Stück (blau, rot, gelb), RA



Artikelnr.: 122531
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 61 mm
Länge: 103 mm

€ 36,52

Zzgl. MwSt.

Ceramic Trial Pack 3 Polierer (blau 93SG14RA, rot 94SG14RA, gelb 95SG14RA), RA

DIATECH ShapeGuard ist ein Silikonpolierer mit besonderer Kopfform und wurde entwickelt um die intraorale Politur fast aller Bereiche von Komposit-, Keramik- und Zirkonoxidrestorationen zu vereinfachen. Dank seiner flexiblen Lamellen passt er sich jeder Oberfläche an und unterstützt eine gleichmäßige Druckausübung, sodass die Morphologie des Zahns erhalten bleibt. Dieser Polierer ist schnell, einfach und intuitiv anzuwenden und erzielt hervorragende Glanzresultate. Optimierte Poliersysteme für Komposite, Keramik und Zirkonoxid.

- Gleichmäßige Druckausübung dank flexibler Lamellen -> Morphologie des Zahns bleibt erhalten
- Schnelles, einfaches und intuitives Finieren & Polieren
- Hervorragender Glanz
- Drehzahl 10.000-12.000 U/min.