



## FKG iRaCe

Set



Artikelnr.: 122614  
Hersteller: American Dental Systems  
Gewicht: 0.009 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 61 mm  
Länge: 106 mm

**€ 62,75**

*Zzgl. MwSt.*

**Set 3 Feilen (21 mm ISO 015 6 %, 25 mm ISO 025 4 %, 31 mm ISO 030 4 %)**

Aufgrund des einzigartigen Race-Instruments werden nur drei rotierende Instrumente benötigt, um die Mehrzahl der Fälle zu behandeln (gerade, leicht gekrümmte oder weite Kanäle.) Die iRace-Sequenz ermöglicht eine Kanalaufbereitung bis zu einem Durchmesser ISO 30/.04. Sie ist sehr leicht nachzuvollziehen und einfach anzuwenden, bei deutlichem Zeitgewinn.

- Empfohlene Drehzahl: 600 U/min
- Drehmoment: 1.5 Ncm