



Diamantpolierer DCA04/10

Packung 2 Stück beige, RA, Figur 244, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 122617
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 72 mm

€ 31,84

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer beige, RA, Figur 244, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

2-Stufen System. Erste Stufe glätten und vorpolieren. Zweite Stufe Hochglanzpolitur. Diamantenpoliersystem für CAD/CAM Restaurationen, Oxidkeramiken und Zirkoniumoxid.

- 1. Stufe Blau = Glätten/Vorpolitur
- 2. Stufe Beige = Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min. Max. Drehzahl 20.000 U/min