



## Microbrush® Applikatoren Plus Serie

Packung 100 Stück gelb, fein 1,5 mm



Artikelnr.: 122770  
Hersteller: Young Microbrush  
Gewicht: 0.079 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 120 mm

**€ 9,19**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 100 Applikatoren gelb, fein 1,5 mm

Original Microbrush® Applikatoren, beflocht mit nicht-absorbierenden Fasern. Biegbarer Hals, bleibt in der gewünschten Position und erleichtert das punktgenaue Platzieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive u.v.m.) in schwer zu erreichenden Bereichen. Auch geeignet für Anfärbemittel.

Nachfüllpackung zur Verwendung mit dem Microbrush® Spender.

- Hält bis zu einem 1/8 eines Tropfens Flüssigkeit ohne dass es zu einem Vertropfen kommt
- Stay-Put Bending Technologie: Applikatorkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Steifer Bürstenkopf zum Schrubben
- Verliert keine Fasern
- Erhältlich in 4 Größen (regulär, fein, superfine und ultrafein) und 9 Farben für unzählige Behandlungsmöglichkeiten