



smartgun Perio

Set für KaVo



Artikelnr.: 122810
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.725 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 159 mm
Länge: 245 mm

€ 740,74

Zzgl. MwSt.

Set Handstück, Pulverkammer, 40 Düsenspitzen, Reinigungsset, für KaVo

Die *smartgun Perio* findet Anwendung in parodontalen Taschen und bei der Behandlung von Periimplantitis. Die Vermeidung von Verletzungen des Weichgewebes und der Wurzeloberfläche in den parodontalen Taschen während der Reinigung hat entscheidende Bedeutung. Das ultrafeine Wasserspray und das glycinbasierte Perio Pulver, wie z. B. OmniFlow perio pro, bilden eine unschlagbare Kombination, mit deren Hilfe subgingivaler Biofilm in nur 20 Sekunden pro Zahn beseitigt werden kann. Die Kombination aus der schlanken *smartgun Perio Du?se* mit einer dünnen, flexiblen Plastikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine außerordentliche Sicht und u?berragendes Handling. Denn die Form der Du?senspitze ist äußerst anwenderfreundlich und ermöglicht einfachen Zugang in die Zahnfleischtaschen sowie angenehme Behandlungen.