



OsteoBio[®] MP 3

Spritze 1 ml



Artikelnr.: 122816
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.06 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 130 mm
Länge: 260 mm

€ 168,59

Zzgl. MwSt.

Spritze 1 ml

*Eigenschaften: Leicht pastös, hervorragend zu applizierende Knochenpaste. mp3 bietet aufgrund seiner Granulatgröße (600-1.000 µm) und leicht pastösen Konsistenz (prähydriert mit 10 % Kollagen-Gel) hervorragende Handhabungseigenschaften. Durch das patentierte Niedrigtemperatur-Verfahren bleibt die natürliche Kollagenmatrix in der porcinen Knochenstruktur erhalten. Dadurch wird der physiologische Gewebeheilungsprozess stimuliert und die Resorption der Granulate beschleunigt. *Zusammensetzung: Prähydrierte Paste aus 90 % kortikospongiösen Knochengranulaten (600-1.000 µm) mit 10 % reinem Kollagengel, porcine. *Re-entry: 5-7 Monate, abhängig von Defektmorphologie und anderen Faktoren. *Handhabung: mp3 wird direkt aus der Spritze in den Defekt eingebracht. Unstabile Reste sind vor dem Defektverschluss zu entfernen. *Indikationen: Lateraler Sinuslift, Kieferkammaufbau, Extraktionsalveole.