



## WASIL SPEED

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B



Artikelnr.: 122828  
Hersteller: Wassermann Dental-Masch.  
Gewicht: 2.122 kg  
Höhe: 215 mm  
Breite: 142 mm  
Länge: 90 mm

**€ 135,41**  
Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Flasche A, 1 kg Flasche B

### WASIL SPEED.

Additionsvernetzendes Dubliersilikon, 1:1.

Für die Klebeband- und Kuvettentechnik.

- Einfach und sparsam zu dosieren
- Für Dosierautomaten geeignet
- Gute dünnfließende Konsistenz