



Röntgen-Zentrierhilfen

Packung 20 Stück mixed



Artikelnr.: 123070

Hersteller: Kerr GmbH

Gewicht: 0.16 kg

€ 39,17

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Zentrierhilfen mixed

Die zahnärztlichen *Röntgen-Zentrierhilfen* von Kerr für Filmhalter, Phosphorplattenhalter und Sensorhalter bestehen aus thermoplastischem Kunststoffmaterial. Mehrfach verwendbare Vorrichtungen für die exakte Platzierung von Röntgentuben und präzise Bildgebung!