



Ketac™ Fil Plus

Flasche 8,5 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 123282
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 115 mm
Länge: 150 mm

€ 15,02

Zzgl. MwSt.

Flasche 8,5 ml Flüssigkeit

Das 3M™ Ketac™ Fil Plus Glasionomer Füllungsmaterial ermöglicht mit seinen acht verschiedenen Farben eine harmonische Farbabstimmung für eine Vielzahl an Indikationen.

- 8 Farben zur harmonischen Farbabstimmung
 - Zahnähnlicher Ausdehnungskoeffizient
 - Röntgenopak
 - Reduzierung des Risikos einer Sekundärkaries durch hohe Fluoridabgabe
 - Die Fluoridabgabe reduziert das Risiko einer Sekundärkaries
 - Ausbringbare Menge pro Ketac Fil Plus Aplicap Kapsel: 330mg
-
- Permanente Füllungen der Klasse III und V
 - Permanente kleine Füllungen der Klasse I
 - Milchzahnfüllungen
 - Fissurenversiegelung
 - Füllungen in keilförmigen Defekten
 - Aufbaufüllungen vor Überkronung