



smartDrill

Flasche 2 Liter



Artikelnr.: 123299
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 2.12 kg
Höhe: 295 mm
Breite: 113 mm
Länge: 115 mm

€ 6,53

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 Liter

Medizinprodukt für die hochwirksame, gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungslösung von Bohrern und rotierende Instrumente aller Art. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Frei von Aldehyden und Phenolen. Wirkt bakterizid (einschließlich MRSA), levurozid (EN 13727/EN 13624). Getestet nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Stand: 02.04.2015) unter hoher organischer Belastung. Gelistet bei der VAH mit Kurzzeitwerten von 15 Minuten. Wirkt tuberkulozid (*M. terrae*) nach EN 14348 in 30 Minuten unter hoher organischer Belastung. Vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/HPV/Adeno/Polio) wird in 15 Minuten auch gegenüber Rota- und Noro-Viren unter hoher organischer Belastung nach EN 14476 erreicht. Wirksam im Ultraschallbad in 5 Minuten. Nicht proteinfixierend. Die Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar.