



GC Initial™ CAST NP

Dose 250 g



Artikelnr.: 123354
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.306 kg
Höhe: 85 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 117,93

Zzgl. MwSt.

Dose 250 g

CoCr Basis-Gusslegierung NP für C & B & Techniken Metallkeramikverblendung (Typ 4).

GC Initial™ CAST NP ist eine Kobalt-Chrom-Basis-Gusslegierung für die Herstellung von Kronen und Brücken mit einer geeigneten Metall Verblendkeramik oder Acryl Verblendmaterial.

Mit ihren hervorragenden technischen Eigenschaften und optimalen Gießeigenschaften bietet sie eine einfache und unkomplizierte Handhabung. Dank der extrafeinen molekularen Struktur kann nach dem Gießvorgang eine glatte und kompakte Oberfläche erreicht werden.

Die Legierung hat auch nach mehrmaligem Brennen eine reduzierte Oxidbildung, die das ästhetische Ergebnis zu verbessert. Die thermische Ausdehnung von $14,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ist kompatibel mit den meisten gängigen Metall Verblendkeramiken auf dem Markt.

Die Legierung ist äußerst korrosionsbeständig und frei von Beryllium, Indium und Gallium.

Vorteile

- Kompatibel mit den gängigsten Metall-Verblendkeramiken auf dem Markt
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Optimale Fluidität
- Vorzüglich molekulare Struktur. Glatte kompakte Oberflächen nach dem Gießen
- Niedrige Oxidbildung. Verbesserte Ästhetik
- Optimale Synergie mit GC Produkte.

Fujivest Premium-& Fujivest II: Investitionen für eine optimale Gussergebnisse.

GC Initial MC: Metall Verblendkeramik für hervorragende Ästhetik