



IMPRIMO® LC Impression

Flasche 1 kg 385 nm, neonorange



Artikelnr.: 123355
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 1.129 kg
Höhe: 245 mm
Breite: 90 mm
Länge: 90 mm

€ 191,67

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg 385 nm, neonorange

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung individueller Löffel und Basen für Bissnahmen, neonorange. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

- Dichte: ca. 1,1 g/ml
- Viskosität: ca. 0,7 Pa.s
- Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D