



dentona gel LC

Packung 3 x 3,5 g Spritze



Artikelnr.: 123445
Hersteller: Dentona AG
Gewicht: 0.059 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 100 mm
Länge: 155 mm

€ 72,04

Zzgl. MwSt.

Packung 3 x 3,5 g Spritze Gel

dentona gel LC

Gebrauchsfertiges, lichthärtendes, leicht transluzentes Modellier-Kunststoffgel. Ideal geeignet für Modellationen in der Implantattechnik, Kombi-Technik und bei festsitzendem Zahnersatz. Durch die eigene Fertigung bei dentona wird ein gleichbleibend exzellenter Qualitätsstandard und eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Verarbeitungstechnik

- Gießen
- Scannen
- Pressen

Anwendungsgebiete

- Implantologie
- Festsitzender Zahnersatz
- Kombi-Technik
- Bissübertragung/Bisskontrolle
- Fixierung
- Verblockung

Vorteile in der Anwendung

- Kombinierbar mit konventionellen Wachsen oder lichthärtendem Wachs
- Kurze Lichthärtezeit mit allen gängigen Lichthärtegeräten

- Lange Verarbeitungszeit und optimale Standfestigkeit
- Spannungsfreies Abheben der Modellationen
- Gebrauchsfertiges Einkomponentengel
- Einfache Kontrolle der Schichtstärke
- Präzises Auftragen

Besonders geeignet durch kurze Aushärtezeit, sehr gute Beschleifbarkeit und optimale Standfestigkeit. So holen Sie das Beste aus Ihrer Arbeit heraus und sparen wertvolle Zeit.