



## HM-Finierer D0379

Packung 5 Stück weiß/orange ultra fein, FG, Figur 277 Eiform, 4,2 mm, ISO 023



Artikelnr.: 123535  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 69 mm

**€ 55,79**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Finierer weiß/orange extra fein, FG, Figur 277 Eiform, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

Twist Finierer. Konisch spitz. Perfektierte Oberflächenbearbeitung von Kompositen.

Die unterschiedlichen Schneiden sorgen für ein perfektes Arbeitsergebnis und eine extrem glatte Oberfläche.

Hohe Laufruhe. Bestens geeignet für Komposite und andere Materialien. Deutliche Kennzeichnung der Instrumente durch unterschiedliche Farbringe.

- orangener Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber/orangener Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer/orangener Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Füllungsbearbeitung