



Titanküretten nach Langer AC

Stück Figur 1/2, 175 mm, PEEK Griff, Titan, grün



Artikelnr.: 123647
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.044 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 58 mm
Länge: 211 mm

€ 67,65

Zzgl. MwSt.

Stück Kürette Figur 1/2,175 mm, PEEK Griff, Titan, grün

Titanküretten nach Langer Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff

- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet