



Premium Diamantschleifer 831R

Packung 6 Stück mittel, FG, Figur 238, 4 mm ISO 012



Artikelnr.: 123664
Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.002 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 50 mm
Länge: 60 mm

€ 21,84

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Schleifer mittel, FG, Figur 238, Kopflänge: 4 mm ISO 012

Premium Diamantschleifer für Ihre anspruchsvolle Patienten-Behandlung. Mit unseren *Premium Diamantschleifern* sichern Sie sich höchste Präzision, Effektivität und Leistungsstärke. Modernste Fertigungsanlagen und beste Materialien schaffen diesen hohen Qualitäts-Standard. Produktsicherheit für alle vorkommenden Präparationsschritte.

- schwarz - sehr grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 181 - zügiges Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 012-023) 60.000-225.000 U/min.
- grün - grobe Körnung - Mittelwert Korngröße 151 - Vorschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- farblos - mittlere Körnung - Mittelwert Korngröße 107 - Formschleifen - Drehzahlbereich (ISO 010-023) 60.000-225.000 U/min.
- rot - feine Körnung - Mittelwert Korngröße 46 - Feinschleifen - Drehzahlbereich (ISO 007-031) 20.000-100.000 U/min.
- gelb - extra feine Körnung - Mittelwert Korngröße 25 - Finieren - Drehzahlbereich (ISO 007-029) 20.000-100.000 U/min.
- Kavitätenpräparation