



KENDA CGI

Packung 12 Stück rosa fein, RA, Figur 030 Kelch, 8,5 mm, ISO 090



Artikelnr.: 123673
Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 38 mm
Länge: 78 mm

€ 23,16

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer rosa fein, RA, Figur 030 Kelch, Kopflänge: 8,5 mm, ISO 090

3-Schritt Poliersystem für alle Standardkomposite, Kompomere und Glass-Ionomere. Für alle Standardkomposite, Kompomere und Glass-Ionomere.

Das Kenda C.G.I. Poliersystem beinhaltet Spezialpolierer mit 3 verschiedenen Körnungen zum Abtragen, Finieren und Polieren.

- Zum Polieren/Finieren/Abtragen für alle Kompomer-, Glass-Ionomer und Standard-Kompositmaterialien
- Empfohlene Drehzahl weiß: 7.500 - 10.000 U/min., max. 10.000 U/min.
- Empfohlene Drehzahl grün & rosa: 3.000 - 7.500 U/min., max. 10.000 U/min