



LuxaPick-up

Packung 76 g Kartusche rosa, 15 Automix-Tips blue



Artikelnr.: 123690
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.235 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 59 mm
Länge: 107 mm

€ 111,81

Zzgl. MwSt.

Packung 76 g Kartusche rosa, 15 Automix-Tips blue

Der Prothesen-Profi, der mehr kann.

Das gingivafarbene Composite ist Ihr Spezialist für die einfache Fixierung und passgenaue Unterfütterung von Prothesen.

- Zwei Hauptaufgaben zuverlässig und schnell gelöst:
 1. Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz
 2. Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen
- Besonders biokompatibel: ohne MMA, ohne Peroxid
- Direkte Chairside Anwendung
- Spannungsfreier, zuverlässiger Halt
- Auch für Prothesenreparaturen und Individualisierung von Interimszahnersatz