



SIDIA® Flex

Stück gelb superfein, HP, Figur 320, 015 mm, ISO 200



Artikelnr.: 123707
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 9 mm
Breite: 19 mm
Länge: 55 mm

€ 32,91

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe gelb superfein, HP, Figur 320, 015 mm, ISO 200

Galvanische Sinterscheiben. Rand volldiamantiert und flexibel. Zum Trennen und Separieren von Keramik.
Extrem hohe Standzeit. Drehzahl: 3-5.000 U/min.