



ACTIVA™ KIDS BioACTIVE – RESTORATIVE™

Single Refill 5 ml Spritze opaque white, 20 Automix-Aufsätze



Artikelnr.: 123761
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.114 kg
Höhe: 51 mm
Breite: 83 mm
Länge: 214 mm

€ 192,26

Zzgl. MwSt.

Single Refill 5 ml Spritze opaque white shade, 20 Automix-Aufsätze mit biegsamer Metallkanüle 20 ga

ACTIVA™ KIDS ist ein ästhetisches BioACTIVE-Kunststoffrestaurativ, das die Apatitbildung und den natürlichen Remineralisierungsprozess durch die Freisetzung und Wiederaufladung von Kalzium, Phosphat und Fluorid stimuliert. Es handelt sich um eine opak-weiße Farbe, die sich ideal für die Kinderzahnheilkunde eignet.

ACTIVA ist das erste bioaktive Restaurationsmaterial mit einer ionischen Harzmatrix, einer stoßabsorbierenden Harzkomponente und bioaktiven Füllstoffen, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften natürlicher Zähne nachahmen. Es bietet alle Vorteile von Glasionomeren und verfügt über die Ästhetik, Festigkeit und Haltbarkeit von Kompositen. ACTIVA KIDS bindet und maskiert Silberdiamin-Fluorid-Flecken.

ACTIVA ist sicher für Kinder und enthält kein BPA, kein Bis-GMA und keine BPA-Derivate.

ACTIVA KIDS ist ein dynamisches Material, das kontinuierlich auf pH-Änderungen im Mund reagiert und aktiv am Ionenaustausch mit Speichel und Zahnschmelze teilnimmt, der für die Erhaltung gesunder Zähne unerlässlich ist.

- Natürliche Ästhetik – Hochgradig polierfähig
- Zäh, elastisch, bruch- und verschleißfest, stoßdämpfend
- Setzt Kalzium, Phosphat und Fluorid frei und lädt es wieder auf
- Chemisch bindend – Dichtet gegen Mikrolecks ab
- Keine Empfindlichkeit
- Feuchtigkeitsverträglich – Vereinfachte Technik
- Lichthärtung und Selbsthärtung