



els unbond

Flasche 5 ml Unibond



Artikelnr.: 123811
Hersteller: DLC Supply GmbH
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 79 mm
Länge: 163 mm

€ 65,90

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml Unibond

Lichthärtendes 1-Komponenten Self-Etch-Adhäsiv zur Herstellung eines dauerhaften, randspaltfreien Verbundes zwischen Zahnhartsubstanz und lichthärtendem Füllungsmaterial.

- Ohne TEGDMA, HEMA und BisGMA
- Hervorragende Haftwerte
- Schnelle und problemlose Verarbeitung am Patienten
- Geeignet in Kombination mit sämtlichen Ätztechniken (non-etch, total-etch, selective etch, etc.)