



algistar classic

Beutel 453 g Tutti Frutti, orange



Artikelnr.: 123964
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 0.456 kg
Höhe: 156 mm
Breite: 80 mm
Länge: 118 mm

€ 7,85

Zzgl. MwSt.

Beutel 453 g Tutti Frutti, orange

algistar Alginate erfüllen alle Standards bzw. darüber hinaus; sie sind staubfrei, cadmiumfrei, bleifrei und bieten eine ausgezeichnete Biokompatibilität. Die verbesserte Dimensions-stabilität und eine sachgerechte Lagerung der Abformungen ermöglicht das Ausgießen auch noch nach 5 Tagen – ohne entscheidende Qualitätsverluste. Eine ausgezeichnete Kompatibilität mit Dentalgipsen ist bei allen algistar Produktvarianten gegeben. algistar chromatic bietet den Zusatzkomfort des Farbumschlages zur Erkennung der jeweiligen Arbeitsschritte, die classic Variante hingegen ist ein klassisches Präzisionsalginate ohne Farbwechsel. Die ungeöffneten Beutel sind 6 Jahre haltbar dank spezieller Verpackungstechnologie.

- Mundverweildauer: 40 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 2 Min.
- Farbe: orange
- Aroma: Tutti Frutti
- Indikation: Situationsabformung, totale/partielle Prothetik, KFO