



Maxcem Elite™

Value Kit



Artikelnr.: 12403
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.114 kg
Höhe: 80 mm
Breite: 69 mm
Länge: 204 mm

€ 76,08

Zzgl. MwSt.

Value Kit 2 x 5 g Spritze transparent, 11,7 g TempBond NE Automix, 8 Automisch-Spritzenaufsätze normal, 8 Automisch-Spritzenaufsätze breite Öffnung, 8 intraorale Spitzen, 8 TempBond Automisch-Spritzenaufsätze, 1 Anleitung

Mit dem neuen selbststärkenden, selbsthaftenden Befestigungskomposit *Maxcem Elite™* für indirekte Restaurationen wird Einfachheit neu definiert. Überschüssiges Material kann in der Gel-Phase einfach entfernt werden, das Mischen von Hand entfällt dank Automisch-Spritze und eine kühle Lagerung des Materials ist nicht erforderlich. Die Haftfestigkeit ist höher im Vergleich zu anderen führenden Befestigungszementen dieser Materialklasse, und ein Haftvermittler ist nicht erforderlich.