



## elite HD+ PUTTY soft

Packung 2 x 250 ml Dose, 2 Meßlöffel, fast



Artikelnr.: 12409

Hersteller: Corim Dental Products B.V

Gewicht: 0.98 kg

Höhe: 86 mm

Breite: 119 mm

Länge: 228 mm

**€ 60,27**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 250 ml Dose, 2 Meßlöffel, fast

elite HD+ war das erste A-Silikon aus dem Hause Zhermack. Es besitzt die innovativen Effekte der Nanotechnologie. Die einzigartige Hydrophilie ermöglicht eine detailgetreue Wiedergabe des Abdrucks. Ebenso zeichnet sich das elite HD+ PUTTY soft fast durch ein schnelles Abbindeverhalten aus. Auch in normalabbindend erhältlich!

- Schnellabbindend
- Geschmeidige Anfangskonsistenz
- Hydrokompatibel
- Extrem präzise
- Seidige Oberfläche
- Hohes Rückstellvermögen