



VITA SUPRINITY® PC

Packung 5 Stück Universal, Größe PC-14, A3-HT



Artikelnr.: 124132
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.088 kg
Höhe: 29 mm
Breite: 46 mm
Länge: 146 mm

€ 95,48

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Universal, Größe PC-14, A3-HT

Glaskeramik. Revolutioniert. Zirkondioxidverstärkte, hochfeste Glaskeramikgeneration.

- Erhältlich als monochrome Rohlinge in zwei Transluzenzstufen (T, HT)
- Hohe Sicherheit, dank zirkondioxidverstärkter Glaskeramikmatrix
- Passgenaue Ergebnisse, dank kantenstabiler Materialrohlinge
- Einfache Verarbeitung, dank guter Polierbarkeit und hoher Brennbarkeit
- Brillante Ästhetik, dank integrierter Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- Beste Lösung für Front- und Seitenzahnkronen, Supra-konstruktionen auf Implantaten sowie Inlays, Onlays und Veneers