



# Megafill Flow

Spritze 2 g A3



Artikelnr.: 124180  
Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte  
Gewicht: 0.014 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 26 mm  
Länge: 155 mm

**€ 8,30**

Zzgl. MwSt.

## Spritze 2 g A3

*Megafill Flow* ist ein fließfähiges lichthärtendes röntgenopakes Microhybrid Composite.

*Megafill Flow* besitzt die natürliche Fluoreszenz und wird in der Füllungstherapie bei Mikropräparationen und Zahnhalsdefekten, der erweiterten Fissurenversiegelung, der Fixierung und Reparatur von Composite- und Keramikrestorationen sowie zum Legen der ersten Zahnfüllschicht bei Compositorestorationen angewandt. Durch eine leicht thixotrope Konsistenz tropft *Megafill Flow* nicht und lässt sich punktgenau applizieren. Dabei wird eine hohe Standfestigkeit des Materials gewährleistet. Eine ausgewogene Transparenz und die Kombinierbarkeit mit Füllungsmaterialien, z. B. Megafill MH ermöglichen eine optimale Anwendungsbreite für *Megafill Flow*. Durch eine Matrix mit Microglass-Füller wird *Megafill Flow* hochglanzpolierbar und abrasionsfest. *Megafill Flow* wird in den gängigen Grundfarben angeboten.