



## hydrocolor 5

Beutel 453 g frische Beere



Artikelnr.: 124215  
Hersteller: Corim Dental Products B.V  
Gewicht: 0.461 kg  
Höhe: 181 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 118 mm

**€ 14,05**

Zzgl. MwSt.

Beutel 453 g frische Beere

Hydrocolor 5 extraPro

Leistungsstarkes, chromatisches Alginat mit 5 Tagen Dimensionsstabilität.

Produktvorteile:

- **Chromatisch:** Versorgt den Anwender mit einer visuellen Unterstützung während des Anmischens, Arbeiten und der Positionierung in der Mundhöhle
- **Hohe Dimensionsstabilität:** Der Abdruck kann bis zu 5 Tage nach der Abnahme ausgegossen werden, ohne wesentliche Dimensionsänderungen zu erfahren
- **Hohe Elastizität:** Ermöglicht es dem Material, optimal in seine ursprüngliche Form zurückzukehren
- **Hohe Reißfestigkeit:** Reduziert das Risiko, dass der Abdruck reißt, wenn er aus dem Mund des Patienten entfernt wird

Die chromatische Variante bietet dem Anwender eine visuelle Unterstützung während der verschiedenen Phasen:

- fucsia - während des Anmischens
- lila - während der Verarbeitungsphase
- hellblau - während der Positionierung im Mund des Patienten