



# PrintoSept-ID

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 124282  
Hersteller: Alpro Medical GmbH  
Gewicht: 5.092 kg  
Höhe: 250 mm  
Breite: 148 mm  
Länge: 190 mm

**€ 43,44**

Zzgl. MwSt.

## Kanister 5 Liter

Aldehyd- und phenolfreie gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion aller Arten von zahnärztlichen Abformungen, getragendem Zahnersatz und zahntechnischen Werkstücken PrintoSept-ID ist auch geeignet zur Anwendung in Desinfektionsgeräten zur Aufbereitung von Abformungen, Modellen, Bisschablonen, Hilfsteilen und Abdrucklöffeln. Wirkt bakterizid inkl. TBC, levurozid, begrenzt viruzid gegen behüllte Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza. VAH/DGHM zertifiziert – Instrumentendesinfektion.