



## CeraGloss

Stück blau mittelgrob, HP, 2 mm, ISO 120



Artikelnr.: 12433  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.019 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 36 mm  
Länge: 39 mm

**€ 16,74**

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer blau mittelgrob, HP, 2 mm, ISO 120

3-Stufen Diamant-Poliersystem zur Bearbeitung aller Keramikmaterialien ohne Hitzeentwicklung. Brillante Polierergergebnisse ohne Polierpaste, erreicht durch ein spezielles Bindungs-Konzept in Abstimmung mit der Diamantkörnung.

- 1. Stufe: Grün - Grobe Körnung zum Vorschleifen, für schnellen und groben Materialabtrag. 341 - 344 = 20.000 U/min., 301-310 = 5.000 U/min.
- 2. Stufe: Blau - Mittelhobe Körnung zur Oberflächenglättung und Vorbereitung der Endpolitur. 3041 - 3044 = 20.000 U/min., 3001-310 = 5.000 U/min.
- 3. Stufe: Gelb - Superfeine Körnung für die Hochglanzpolitur ohne zusätzlichen Glanzbrand. 30041 - 30044 = 10.000 U/min., 30001-30010 = 5.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik

Anwendungshinweise: Immer mit leichtem Anpressdruck arbeiten. Für optimale Polier-Ergebnisse müssen alle 3 Stufen in der genannten Reihenfolge eingehalten werden.