



P3 Polish Polierer

Stück HP, 5,5 mm x 15 mm, Spitze



Artikelnr.: 124386
Hersteller: HPdent
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 28 mm
Länge: 28 mm

€ 25,62

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer HP, Ø 5,5 mm x Kopflänge: 15 mm, Spitze

Der ultimative Diamant-Polierer für Zirkon, Lithiumsilikate und Dental-Keramiken.

- 1-stufiges Poliersystem
- Vor- bis Hochglanzpolitur ohne Werkzeugwechsel
- Hohe Standzeit
- Geringste Hitzeentwicklung
- Drehzahl 6.000-20.000 U/min.