

GC Labolight DUO

Set



Artikelnr.: 124408
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 7.4 kg
Höhe: 410 mm
Breite: 336 mm
Länge: 394 mm

€ 2.259,04

Zzgl. MwSt.

Set Labolight DUO inklusive Netzteil, Netzkabel, Drehplatte, Schale, Objekthalter-Set, Lampenabdeckung, Gebrauchsanweisung

1 Gerät - 2 Methoden!

LED Dual Lichthärtegerät für indirekte Komposite. Multifunktionales Lichtgerät für die Technik um 2 Lichthärteverfahren zu kombinieren: Zwischenhärten (Intervall Modus), Endhärten (Vollmodus).