



## Pulpdent® Root Canal Sealer

Set 15cc Pulver, 7,5 ml Flüssigkeit, Zubehör



Artikelnr.: 124445

Hersteller: Hofmeister Dental B.V.

Gewicht: 0.077 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 56 mm

Länge: 85 mm

**€ 56,60**

*Zzgl. MwSt.*

**Set** 15cc Pulver, 7,5 ml Flüssigkeit, Mischblock, Schaufel

Erfüllt die ANSI/ADA-Spezifikation 57 für Endodontie-Füllmaterial.

Zutaten

- Pulver enthält Zinkoxid, Zinkstearat, Calciumphosphat und Bariumsulfat
- Flüssigkeit enthält Eugenol und Kanadabalsam

Für alle dauerhaften Füllungstechniken

- Technik der Druckspritze In Verbindung mit massivem Kern
- Pastenfüller/Lentulo
- Seitliche Kondensation

Indiziert für Milchzähne und bleibende Zähne.

- Eine dicke Mischung eliminiert freies Eugenol und gewährleistet den Komfort des Patienten
- Kann für einen Pfosten gebohrt werden
- Kann erforderlichenfalls mit mechanischen und manuellen Instrumenten entfernt werden

Wesentliche Merkmale

- Schrumpft nicht beim Abbinden
- Resorption mit den Wurzeln der Milchzähne
- Fließt durch Nadeln der Stärke 30
- Gewebeverträglich
- Leichte Überfüllungen resorbieren oft mit der Zeit