



## GO 2011 speed

Kanister 2 l



Artikelnr.: 124501  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 2.594 kg  
Höhe: 203 mm  
Breite: 122 mm  
Länge: 152 mm

**€ 37,07**

Zzgl. MwSt.

### Kanister 2 Liter

In bis zu 50 % der Zeit, im Vergleich zu konventionellen Gips- und Alginatlösern, gelingt eine gründliche und schnelle Reinigung von verschiedensten Instrumenten und Hilfsmitteln.

#### Vorteile

- Effizientes Entfernen von hartnäckigen Rückständen im Reinigungsbad, und besonders schnell im Ultraschallbad
- Gebrauchsfertige Lösung im handlichen Kanister