



Megafill MH

Spritze 4,5 g A1



Artikelnr.: 124658
Hersteller: MEGADENTA Dentalprodukte
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 30 mm
Länge: 161 mm

€ 11,72

Zzgl. MwSt.

Spritze 4,5 g A1

Megafill MH ist ein lichthärtendes Universal- Microhybrid- Composite für Restaurationen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich. Durch die gleichbleibend plastische Konsistenz und große Farbauswahl hat das Material hervorragende Verarbeitungseigenschaften und eignet sich sehr gut für die klassische Füllungstherapie und Schichttechnik bei Aufbaufüllungen. *Megafill MH* ist auf Hochglanz polierbar und ergibt dadurch eine hochästhetische Restauration. Die Füllkörper enthalten feine Dental-Gläser und hochdisperse Siliziumoxide, die speziell behandelt sind und die Oberfläche mit einer hydrophoben Schicht versehen. Die Oberfläche von *Megafill MH* ist deshalb resistent und geschützt vor Ablagerungen und Verfärbungen. *Megafill MH* ist röntgenopak und fluoresziert wie die natürlichen Zahnstrukturen unter UV-Licht.

Die homogene Struktur des Materials und die ausgesuchten Füllkörper garantieren den Chamäleoneffekt und natürliche Opalessenz. Die Hochglanzpolierbarkeit sichert eine Lang-zeit-Farbstabilität und natürliche Ästhetik der Restauration. Die angenehme Verarbeitung gepaart mit hervorragenden Eigenschaften und dem universellen Einsatzgebiet von *Megafill MH* stehen für eine erfolgreiche Arbeit, eine hohe Qualität und lange Lebensdauer der Restauration.