



## TePe Dental Tape

Spenderbox 40 m

---



Artikelnr.: 124713  
Hersteller: TePe D-A-CH GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 21 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 111 mm

**€ 4,11**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Spenderbox 40 m Tape

Das *TePe Dental Tape* ist eine breite, flache und gewachste Zahnseide. Dank der gewachsten Oberfläche gleitet das Band leicht zwischen den Zähnen hindurch, ohne die Zähne zu beschädigen.