



## smart Polymer Latexuntersuchungshandschuhe

Packung 100 Stück puderfrei, weiß, S

---



Artikelnr.: 124736  
Hersteller: Smartdent  
Gewicht: 0.68 kg  
Höhe: 75 mm  
Breite: 120 mm  
Länge: 240 mm

**€ 5,80**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Handschuhe puderfrei, weiß, S

Bei dem *smartdent Polymer Latexuntersuchungshandschuh* ist durch ein speziell entwickeltes Verfahren die synthetische Innenbeschichtung nicht lose aufgebracht, sondern direkt in das Latex-Material eingebunden. Das garantiert Ihnen ein einfaches und schnelles Anziehen des Handschuhs und zeichnet ihn über dies durch Hautfreundlichkeit aus. Die Oberfläche ist voll texturiert, dadurch ist eine ganzflächige Griffbarkeit gewährleistet. Ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis.