



## Endo Access Bur 191A

Packung 2 Stück grün, RAL, Figur 004, Kopf: 16 mm, Total: 31 mm, ISO 018



Artikelnr.: 124763  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 12,50**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Bohrer grün, RAL, Figur 004, Kopflänge: 16 mm, Totallänge: 31 mm, ISO 018

MEISINGER'S *Endo Access Burs* sind einzigartige Spezialinstrumente für endodontische Behandlungen. Die extra langen und besonders schmalen Hälse, welche einen Durchmesser von nur 1 mm haben, ermöglichen eine herausragende Sicht auf das Arbeitsfeld und verhindern ein Beschädigen von tiefliegenden Wurzelkanalwänden. Trotz dieser schmalen Hälse weisen die *Endo Access Burs* eine hohe Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit auf. Die Konstruktion der Endo-Bohrer überzeugt durch besonders schnittfreudige und langlebige Hartmetall-Arbeitsteile. Bei der Anwendung der *Endo Access Burs* entstehen zudem weder lokale Hitzespots noch feiner Staub, wie es bei der Anwendung von Ultraschallspitzen der Fall ist. Spezialinstrumente für die Wurzelkanalaufbereitung.

- Lange schmale Hälse ermöglichen eine ausgezeichnete Sicht auf das Arbeitsfeld
- Optimaler, vibrationsarmer Rundlauf
- Hochstabile Konstruktion
- Geringere Staubentwicklung als Ultraschallspitzen
- Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung und Auswahl der Instrumente
- Wurzelkanalaufbereitung
- Empfohlene Drehzahl 500 - 800 U/min., Maximale Drehzahl 2.000 U/min.