



smart K-Bohrer

Packung 6 Stück 25 mm ISO 010



Artikelnr.: 124795
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.001 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 140 mm
Länge: 68 mm

€ 4,21

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Bohrer 25 mm ISO 010

Hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente "Made by Sendoline". Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchstabilität. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 200 °C. Der Griff ist durch die ergonomische Grippfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind. Es handelt sich um ein single use Produkt, dass vor dem Einsatz der Sterilisation bedarf.