




DC Papierspitzen Color

Packung 200 Stück ISO 015



Artikelnr.: 124904
Hersteller: DC Dental Central GmbH
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 12 mm
Breite: 45 mm
Länge: 71 mm

€ 9,16

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Papierspitzen ISO 015

DC Papierspitzen zeichnen sich durch hohe Saugfähigkeit, optimale Festigkeit, glatte Oberfläche und Faserfreiheit aus. Verwechslungssicher in einer Schiebekassette eingeordnet. Teilfarbcodierung an der Spitze. Nach ISO-Norm sterilisiert.