



DC Guttaperchaspitzen Color

Packung 100 Stück ISO 040



Artikelnr.: 124907
Hersteller: DC Dental Central GmbH
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 44 mm
Länge: 73 mm

€ 10,64

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Guttaperchaspitzen ISO 040

Die spezifische Zusammensetzung des Basismaterials verleiht den Spitzen einen ausgezeichneten Kontrast auf dem Röntgenbild, hohe Maßgenauigkeit. Farbcodiert, 28 mm. Nach ISO-Norm sterilisiert.