



LM Arte™ Modella

Stück hellblau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 124923
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 50 mm
Länge: 200 mm

€ 57,68

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument hellblau, LM-ErgoMax™ Griff

Ein besonders dünner und breiter Spatel für das Modellieren des Komposits. Eignet sich vor allem für große Zahnflächen wie z.B. die Labialbereiche von Frontzähnen. Das breite Arbeitsteil des Spatels glättet das Komposit effektiv. Die Flexibilität, Feinheit und Schärfe der Spitze helfen beim Gestalten von präzisen, ästhetischen Details. Der Spatel eignet sich zudem gut für das Entnehmen des Komposits aus der Spritze sowie das daraufhin folgende Applizieren.

LM Arte™ Restaurationsinstrumente

LM Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositschichtung entworfen wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Indikationen benannt, um Restaurationen zu vereinfachen und effizienter zu machen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Praktiker und Forscher, die sich auf die ästhetische, restaurative Zahnheilkunde spezialisiert haben.

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.