



Polyether Adhesive

Flasche 17 ml



Artikelnr.: 125250
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.069 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Länge: 94 mm

€ 19,51

Zzgl. MwSt.

Flasche 17 ml Adhesive

3M™ *Polyether Adhesive* ist ein Löffelklebstoff, der für eine sichere Haftung zwischen Polyether-Abformmaterialien und Abformlöffeln sorgt.

- Gewährleistet die Haftung zwischen dem Polyether-Abformmaterial und dem Abformlöffel
- Kann für alle Arten von Abdrucklöffeln (aus Metall, Polypropylen oder Methacrylat) in Kombination mit 3M Polyether-Abformmaterialien verwendet werden
- 3M™ *Polyether Adhesive* ist nur für die Verwendung mit 3M Polyether-Abformmaterialien vorgesehen