



Temdent® CLASSIC

Dose 100 g Pulver dunkel



Artikelnr.: 12531

Hersteller: Schütz Dental

Gewicht: 0.123 kg

Höhe: 168 mm

Breite: 51 mm

Länge: 101 mm

€ 35,71

Zzgl. MwSt.

Dose 100 g Pulver dunkel

Fertigen Sie provisorische Kronen und Brücken aus unserem *Temdent® CLASSIC* auf PMMA-Basis. Durch die guten physikalischen Eigenschaften ist es auch für großspannige Arbeiten geeignet. Temdent Classic ist ein Autopolymerisat mit nur 0,8 % Restmonomergehalt.

- Schnell, einfach und sicher in der Anwendung
- Kurze Aushärtezeit
- Individualisierbar, da die Farben miteinander gemischt werden können
- Sauberes Entfernen vom präparierten Zahn durch elastische Phase
- Hohe Bruchfestigkeit, daher auch für großspannige Arbeiten geeignet
- Exakte Farbstabilität