



Carebox green Adapter

Stück für Spitzen M3,5 x 0,6 mm, Innengewinde



Artikelnr.: 125384
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 75 mm
Länge: 87 mm

€ 38,41

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter für Spitzen M3,5 x 0,6 mm, Innengewinde

Die Carebox Green wird für Instrumente verwendet, die keine Ölpflege benötigen. Mit unseren Adaptern können Sie die Carebox Green mit bis zu 8 Prophylaxe-Handstücken und ZEG-Spitzen beladen. Zusätzlich können exzentrische Adapterplatten eingesetzt werden, um ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel aufzubereiten. Das Verschließen von unbenutzten Adaptern ist auch in der Carebox Green nicht notwendig.

*Adapter M8 x 1, exzentrisch wird benötigt, wenn bis zu 6 Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser größer 38 mm aufbereitet werden.

Zweckbestimmung

Die Adapter dienen der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen (z. B. ZEG-Spitzen).