



RECIPROC® blue Papierspitzen

Packung 180 Stück ISO 040



Artikelnr.: 125421
Hersteller: VDW GmbH
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 54 mm
Länge: 135 mm

€ 21,01

Zzgl. MwSt.

Packung 180 Spitzen ISO 040

Passend zum RECIPROC® blue NiTi-System. Stark saugfähige, vorsterilisierte *RECIPROC® blue Papierspitzen* für eine einfache Handhabung. Das RECIPROC® blue-System bietet entsprechend den Instrumentengrößen R25, R40 und R50 stark saugfähige, vorsterilisierte *RECIPROC® blue Papierspitzen*. Für eine einfache Handhabung sind jeweils vier Papierspitzen separat in Blisterzellen verpackt. Die sterilen Papierspitzen helfen, eine Rekontamination eines bereits gereinigten und desinfizierten Wurzelkanals zu verhindern. Längenmarkierungen bei 18, 20 und 22 mm unterstützen bei der Einhaltung der Arbeitslänge.